

**GEOMED**<sup>®</sup>  
MEDIZIN-TECHNIK

**HERCULES**<sup>®</sup>



THE WORLD OF SURGICAL INSTRUMENTS



**NEW**



**OL 605-18**

18 cm / 7"



**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Drahtschneidezange**

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2,2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**


**Surgical Wire Cutter**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2,2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Alicate para alambre**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duro y blandos de **max. ø 2,2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 604-01-09**

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 606-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador

**NEW**



- \*OL 615-23 | 23 cm / 9" | for Titanium max. 3 mm
- OL 615-28 | 28 cm / 11" | for Titanium max. 2-3,5 mm



**GEOMED HERCULES**<sup>®</sup>

**Titan-Schneidezange**

- über 40% Kraftersparnis
- für Titan Drähte
- auswechselbare Hartstahl Schneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED HERCULES**<sup>®</sup>

**Titanium-Cutting plier**

- over 40% reduced effort
- for Titanium wires
- exchangeable Hard steel blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED HERCULES**<sup>®</sup>

**Alicate para cortar titán**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres titanio
- placas de acero endurecido intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**\*OL 605-01-04 / •OL 620-01-04**

- 1 Paar Hartstahl Schneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of Hard steel blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas acero endurecido / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 606-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



**OL 601-15**

15 cm / 6"



**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Drahtkneifzange**

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 1,6 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Wire Cutter**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 1,6 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**


**Alicate para alambre**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 1,6 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 601-01-09**

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 1 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 601-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 603-18**

18 cm / 7"



**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Drahtkneifzange**

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2,2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**


**Wire Cutter**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2,2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Alicate para alambre**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 2,2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 604-01-09**

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 606-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



**OL 605-23**

23 cm / 9"



**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Drahtkneifzange**

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 3 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**


**Wire Cutter**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 3 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Alicate para alambre**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 3 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 606-01-09**

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 606-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



**OL 610-23**

23 cm / 9"



**GEOMED HERCULES**<sup>®</sup>

**Plattenschneidezange**

- über 40% Kraftersparnis
- für schmale Platten
- auswechselbare Hartstahlschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED HERCULES**<sup>®</sup>

**Plate Cutter Plier**

- over 40% reduced effort
- for fine plates
- exchangeable Hard steel blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED HERCULES**<sup>®</sup>


**Alicate para terraza quirúrgic**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para delgado espesor de terraza
- placas de acero endurecido intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 610-01-09**

- 1 Paar Hartstahl Schneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of Hard steel blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas acero endurecido / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 610-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador





**OL 620-28**

28 cm / 11"



**Die große  
GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>  
Drahtkneifzange**


- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte  
**ab 2,0-3,5 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**The big  
GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>  
Wire Cutter**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires **of 2.0-3.5 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**El grande  
GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>  
Alicate para alambre**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos  
**de 2,0-3,5 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 607-01-09**

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 606-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



**OL 630-18**

18 cm / 7"



**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Kopf- und Seitenschneider**

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 1,6 mm**
- austauschbare Hartmetallschneiden mit integrierten Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Front and Side Cutter**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 1.6 mm**
- exchangeable TC-blades with integrated rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Alicate frontal y lateral para alambre**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 1,6 mm**
- placas de tungsteno con bocas de goma integradas intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 631-01**

- 1 Paar Schneideinsätze mit integrierten Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-inserts with integrated rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno con bocas de goma integradas / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 635-18**  
18 cm / 7"



**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Kabelschneider**

- über 40% Kraftersparnis
- für Cerclage Kabel  $\varnothing$  1-2 mm
- glatter Schnitt
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- komplett sterilisierbar

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**


**Cable Cutter**

- over 40% reduced effort
- for cerclage cables of  $\varnothing$  1-2 mm
- smooth cut
- exchangeable TC-blades
- fully sterilisable

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Alicate frontal para cables**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para cables de cerclaje  $\varnothing$  1-2 mm
- liso corte
- placas de tungsteno intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 636-01**

- 1 Paar Schneideinsätze / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-inserts / 1 pair of screws / 1 Allen Key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 644-18**

18 cm / 7"



**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**

**Schneid-Haltezange**

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**


**Grip and Cutting Forceps**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**GEOMED GOLD-CUT HERCULES<sup>®</sup>**


**Alicate para cortar y asir**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



**OL 601-01-09**

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 1 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



**OL 601-02-09**

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal




**OL 730-01**

3 mm 18 cm / 7"

**OL 730-02**

6 mm 18 cm / 7"



**GEOMED GOLD-GRIP HERCULES<sup>®</sup>**

**Extraktionszangen**

- über 40% Kraftersparnis
- lieferbar in Maulbreiten 3 mm und 6 mm
- komplett sterilisierbar
- Sicheres halten von Drähten

**GEOMED GOLD-GRIP HERCULES<sup>®</sup>**

**Extraction Forceps**

- over 40% reduced effort
- available in jaw sizes 3 mm and 6 mm
- fully sterilisable
- safe holding of wires

**GEOMED GOLD-GRIP HERCULES<sup>®</sup>**

**Pinzas de extracción**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- disponibles en tamaños de bocas de 3 mm y 6 mm
- completamente esterilizable
- para sujetar alambres seguro







# GEOMED®

MEDIZIN-TECHNIK

**GEOMED®**  
**MEDIZIN-TECHNIK GMBH & CO. KG**

Ludwigstaler Straße 27  
D-78532 Tuttlingen

Postfach 40 47  
D-78505 Tuttlingen

Germany

Telefon ++49 (0) 74 61 / 93 55 - 0  
Telefax ++49 (0) 74 61 / 93 55 - 93

e-Mail: [info@geomed.de](mailto:info@geomed.de)  
Internet: [www.geomed.de](http://www.geomed.de)